



Fe

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI KAŁU

ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZY STANDARD BADANIA, POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI!

ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI KAŁU ZAWIERA:

- probówkę na próbki kału w pojemniku transportowym,
- płachtę na toaletę,
- rękawiczki ochronne,
- białą kopertę bąbelkową,
- wkłady chłodzące (w ciepłych miesiącach roku), które należy włożyć do zamrażarki na co najmniej 12 godzin przed wysłaniem materiału.



POBRANIE PRÓBKI KAŁU:

1. Aby zapobiec przedostaniu się wody do próbki kału, skorzystaj ze specjalnej płachty dołączonej do zestawu (postępuj zgodnie z instrukcją obsługi). Przed pobraniem próbki załóż rękawiczki ochronne.

2. Użyj nakrętki z łyżeczką, aby pobrać próbki z kilku miejsc stolca do pojemnika na kał. łyżeczka nie powinna mieć kontaktu z powierzchnią toalety – detergenty i środki odkażające mogą mieć wpływ na wynik badania. Napełnij pojemnik kałem do wyznaczonej linii „max” (mniej więcej połowa pojemnika).



3. Na pojemniku z próbką kału napisz imię, nazwisko, datę urodzenia oraz datę i czas pobrania próbki.

4. Dokładnie zakręć nakrętkę (z łyżeczką) na pojemniku z próbką kału, następnie umieść pojemnik z kałem w środku pojemnika transportowego i dobrze go zakręć.

5. Umieść pojemnik transportowy oraz wkłady chłodzące w worku strunowym i włóż do białej koperty bąbelkowej.

6. Dostarcz materiał do Centrum osobiście lub zamów kuriera.





**POBRANIE MATERIAŁU NALEŻY WYKONAĆ RANO PRZED
WYSYŁKĄ LUB MAKSYMALNIE DZIEŃ WCZEŚNIEJ.
MATERIAŁ POBRANIOWY MA OGRANICZONĄ STABILNOŚĆ!**

PRZYGOTOWANIE ZESTAWU POBRANIOWEGO DO WYSŁANIA:

1. Przygotuj materiał pobraniowy zgodnie z **INSTRUKCJĄ POBRANIA**.
2. Wraz z zestawem pobraniowym dostaniesz skierowanie. Zakupione badania będą już zaznaczone na skierowaniu. Uzupełnij na skierowaniu dane Pacjenta w odpowiedniej rubryce, oraz podpisz zgodę na drugiej stronie.
3. **POBRANIE MATERIAŁU NALEŻY WYKONAĆ RANO PRZED WYSYŁKĄ LUB MAKSYMALNIE DZIEŃ WCZEŚNIEJ.** Materiał do badań ma ograniczoną stabilność i musi jak najszybciej dotrzeć do laboratorium.
Wysyłaj próbki tylko od poniedziałku do środy. Próbki muszą dotrzeć do naszego Centrum maksymalnie do czwartku do godziny 12:00!
4. Zabezpieczony i zamknięty zestaw **razem ze skierowaniem** włóż do zaadresowanej, białej koperty bąbelkowej, którą otrzymano wraz z zestawem pobraniowym.
5. Następnie zamów dowolnego kuriera i wyślij zestaw na adres naszego Centrum:

Centrum Św. Łukasza
ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 600 44 44
e-mail: diagnostyka@swietylukasz.pl