



TBio1

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI ŚLINY

ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZY STANDARD BADANIA, POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI!

ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI ŚLINY ZAWIERA:

- trzy probówki na ślinę, które muszą być opisane następującymi danymi:
 - imieniem, nazwiskiem,
 - datą urodzenia,
 - datą i godziną pobrania próbki,
- pojemnik transportowy (opakowanie zewnętrzne), z kawałkami tkaniny pochłaniającej wilgoć,
- rękawiczki ochronne,
- biała koperta bąbelkowa.
- wkłady chłodzące (w ciepłych miesiącach roku), które musisz włożyć do zamrażarki na co najmniej 12 godzin przed wysłaniem materiału.



MATERIAŁEM DO BADANIA SĄ **TRZY** PRÓBKI ŚLINY,
POBRANE PIERWSZA NA CZCZO PRZED MYCIEM ZĘBÓW
A KOLEJNE CO NAJMNIEJ 30 MINUT PO POSIŁKU, PALENIU I/LUB
UMYCIU ZĘBÓW





PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Uwaga

Pobieranie próbek o godzinie 8:00, 12:00 i 20:00 jest odpowiednie dla osób, które zazwyczaj wstają 1-2 godziny przed pobraniem pierwszej próbki o godzinie 8:00.

Dla wszystkich osób, które zazwyczaj wstają po godzinie 8:00 lub pracowników zmianowych:

- Pierwszą próbkę należy pobrać 1-2 godziny po wstaniu z łóżka.
- Drugą próbkę należy pobrać 4 godziny po pierwszej.
- Trzecią próbkę należy pobrać 8 godzin po drugiej próbce.

Przykład:

Pobudka: 8:00 | 9:00 | 10:00

1 Pobranie próbki 9:00 | 10:00 | 11:00

2 Pobranie próbki 13:00 | 14:00 | 15:00

3 Pobranie próbki 21:00 | 22:00 | 23:00

POBRANIE PRÓBKİ ŚLINY:

1. Pobranie materiału należy zacząć rano i zakończyć wieczorem w ciągu jednego dnia. Oznacz próbki swoimi danymi i godziną pobrania (inną dla każdej próbki):

Próbka nr 1 - 8:00 (rano)

Próbka nr 2 - 12:00 (w południe)

Próbka nr 3 - 20:00 (wieczorem)

2. Przed pobraniem próbek dokładnie wypłucz usta czystą wodą. Upewnij się, że nie występuje krwawienie z dziąseł - obecność krwi w próbce wpływa na wynik badania.

3. Zbierz w ustach wystarczającą ilość śliny i wypełnij odpowiedni pojemnik o wskazanej godzinie. Probówka musi być wypełniona co najmniej do połowy płynną śliną (bez wliczania śliny w postaci piany). Po pobraniu materiału dokładnie zakręć korek na probówce i umieść próbkę w lodówce do czasu pobrania całości materiału.

4. Umieść próbki z materiałem w pojemniku zewnętrznym, następnie umieść wraz z wkładami chłodzącymi w worku strunowym i włóż do koperty bąbelkowej.

5. Dostarcz materiał do Centrum osobiście lub zamów kuriera.





**POBRANIE MATERIAŁU NALEŻY WYKONAĆ DZIEŃ PRZED
WYSYŁKĄ.
MATERIAŁ POBRANIOWY MA OGRANICZONĄ STABILNOŚĆ!**

PRZYGOTOWANIE ZESTAWU POBRANIOWEGO DO WYSŁANIA:

1. Przygotuj materiał pobraniowy zgodnie z **INSTRUKCJĄ POBRANIA**.
2. Wraz z zestawem pobraniowym dostaniesz skierowanie. Zakupione badania będą już zaznaczone na skierowaniu. Uzupełnij na skierowaniu dane Pacjenta w odpowiedniej rubryce, oraz podpisz zgodę na drugiej stronie.
3. **POBRANIE MATERIAŁU NALEŻY WYKONAĆ DZIEŃ PRZED WYSYŁKĄ.** Materiał do badań ma ograniczoną stabilność i musi jak najszybciej dotrzeć do laboratorium.
Wysyłaj próbki tylko od poniedziałku do środy. Próbki muszą dotrzeć do naszego Centrum maksymalnie do czwartku do godziny 12:00!
4. Zabezpieczony i zamknięty zestaw **razem ze skierowaniem** włóż do zaadresowanej, białej koperty bąbelkowej, którą otrzymano wraz z zestawem pobraniowym.
5. Następnie zamów dowolnego kuriera i wyślij zestaw na adres naszego Centrum:

Centrum Św. Łukasza
ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk
tel.: +48 58 600 44 44
e-mail: diagnostyka@swietylukasz.pl